

Предимства:

Високо ефективна формула за почистване и дезинфекция на медицински и хирургически инструменти едновременно. Съвременната формула осигурява отличен почистващ ефект дори и при високо съдържание на протеини. Антикорозионна формула която осигурява по-добра съвместимост с инструменти,изработени от неръждаема стомана и алуминий, лабораторно стъкло, порцелан, метал, гума или пластмаса. Широк спектър на приложение.

Активни съставки: диамин, кватернерни амониеви соли, протеазни ензими

Състав: 100 g съдържа: 3,76g N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин(CAS: 2372-82-9), 3,39g поли (окси-1,2-етанолиро), арфа-[2-(дидезилметиламино)-етил]-оксо-хидрокси-, пропаноат(сол)(CAS: 94667-33-1), 0,75g 2-аминоетанол (CAS: 141-43-5).

Микробиология:

Бактерицидно (включително MRSA) EN13272 в продължение на 15 минути действие: Концентрация 0.5%

Бактерицидно (включително MRSA) EN14561 в продължение на 15 минути действие: 1%

Бактерицидно (включително MRSA) EN14561 в продължение на 30 минути действие: Концентрация 0.5%

Фунгицид (С албиканс) съгласно EN 13624, действие в продължение на 15 минути: Концентрация 0.5%

Фунгицид (С албиканс) съгласно EN 14562, действие в продължение на 15 минути: 1%

Фунгицид (С албиканс) съгласно EN 14562, действие в продължение на 30 минути: Концентрация 0.5%

Mycobactericidal (M. Terrae, M. авиум) съгласно EN 14348, действие за 15 минути,ниска: 0.5% концентрация

Mycobactericidal (M. Terrae, M. авиум) съгласно EN 14348, действие в продължение на 15 минути: 1%

Mycobactericidal (M. Terrae, M. авиум) съгласно EN 14348, действие в продължение на 30 минути: Концентрация 0.5%

Mycobactericidal (M. Terrae, M. авиум) съгласно EN 14563, действие за 15 минути, ниско: 1% концентрация

Mycobactericidal (M. Terrae, M. авиум) съгласно EN 14563, действие в продължение на 15 минути: 2% концентрация

Mycobactericidal (M. Terrae, M. авиум) съгласно EN 14563, действие в продължение на 30 минути: Концентрация 0.5%

Encapsulated viruses(HIV, HBV, HCV, ебола, BVDV, грип тип A, SARS, херпес) съгласно EN 14476, действие в продължение на 15 минути: Концентрация 0.5%

Adeno virus вж EN14476, 15 минути на действие: 0.5% концентрация (лечебни условия)

EN14476 вж Adeno virus, действие в продължение на 30 минути: Концентрация 0.5%

Polio virus EN14476 действие 15 минути: 1%

Polio virus EN14476, действие в продължение на 30 минути: Концентрация 0.5%

Инструкция за употреба:

Приготвя се работен разтвор чрез разреждане на концентрата с вода.

Степента на разреждане зависи от обхвата на прилагане и продължителността на действие.

За да се получи концентрация от 1% се разрежда в 10 мл концентрирана вода 990ml.

Инструментите трябва да бъдат потопени в разтвор веднага след употреба.

Всички части и кухини да бъдат напълнени и обхванати едновременно.

След като инструментите бъдат третирани с разтвора могат да се почистват с вода и се сушат.

Активността на незамърсения разтвор е 14 дни.

От съображения за хигиена, подмяната на разтвора се препоръчва ежедневно.

Да не се смесва с други почистващи препарати или дезинфектанти.

Продуктът е предназначен само за професионалисти (болници, клиники, кабинети).

Мерки за безопасност:

Продуктът може да причини сънливост или виене на свят.

В случай на контакт с очите, те се измиват внимателно с вода за повече от минута. Отстранете контактните лещи, ако е необходимо, и ако те могат да се отстранят лесно. Ако възпалението на очите продължава, препоръчва се консултиране на лекар.

Запалими продукти в близост са строго забранени.

Продуктът трябва да бъде съхраняван от източници на топлина и запалими продукти.

Продукта се съхранява в отделно помещение.

Кутията трябва да бъде плътно затворена.

Опаковките се отстраняват според законите на съответната държава и международните разпоредби.

Използват се защитни ръкавици и предпазни очила.

Съдържа <5% нейонен сърфактант и <5% активни анионни компоненти.

Компонентите, които са активни по повърхността, изпълняват изискванията за биоразградимост в съответствие с Регламент 648/2004.

Описание:

Дезинфектант концентрат за медицински инструменти Ezo-Forte - 1 бутилка x 1L, 5L

Дистрибутор в България:

Дентстор България ЕООД

1379 гр. София, България, Бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е,

БЦ Сердика, сграда 5

Тел./Факс: +359 2 451 83 30

Е-mail: orders@dentstore.bg

Сайт: <https://dentstore.bg/>