

Energy Wipes - дезинфекциониращи кърпички на алкохолна основа за почистване и дезинфекция на медицинско оборудване.

Състав: 100 бр. кърпи съдържат: 173g наситен състав, 100g съдържа: 40g пропан-2-ол (CAS: 67-63-0), 20g етанол, 0.39g амин, n-C10-16-алкилотриметилендиоди, продукти на реакцията с хорооцетна киселина, 0.25g дидецилдиметиламониев хлорид.

Повърхностно активните компоненти отговарят на изискванията за биоразградимост в съответствие с Регламент 648/2004.

Предимства:

2 в 1: почиства и дезинфектира.

За бърза дезинфекция на малки повърхности на медицинска апаратура, столове, легла, лъжици и протезни силиконови форми.

Препоръчва се за повърхности, които влизат в контакт с храни.

Активна съставка: Пропан-2-ол, етанол амин хлорид, дидецилдиметиламониев хлорид.

Микробично действие:

Бактерициден (включително MRSA) вж EN1276, EN13272, EN13697, стерилни условия, с органичен товар: 30s

Бактерицидно (включително MRSA) вж EN1276, 13697, : 1 минути

Фунгицидни (С албиканс) съгласно EN 1650, EN 13624, стерилни условия, с органичен товар: 30s

Фунгицид (С албиканс) съгласно EN 165: 1 минута

Мycobactericidal (M. Terrae) съгласно EN 14348, стерилни условия, с органичен товар: 30s

Мycobactericidal (M. Terrae) съгласно EN 14348, : 1 минути

Капсулирани вируси (HIV, HBV, HCV, Ебола ваксина, BVDV, грип) вж DVV / RKI, стерилни условия: 30 секунди

Капсулирани (HIV, HBV, HCV, Ебола ваксина, BVDV, грип) вж DVV / RKI, лоши условия: 30 секунди

Ротавирус EN14476, чисти условия, намалена органично натоварване: 30-те години

Адено вирус вж EN14476, стерилни условия, с органичен товар: 30s

Употреба:

Извадете кърпичката и изтртрийте повърхността която трябва да се почисти и дезинфектира.

Затворете капака след употреба.

След отваряне на опаковката, кърпите трябва да се използват в рамките на 21 дни.

Кърпата да не се използва суха.

Да не се използва за материали чувствителен алкохол (например, акрил).

Продуктът е предназначен само за професионалисти (болници, клиники, кабинети).

Предпазни мерки:

Продуктът може да предизвика сънливост или световъртеж.

Предизвиква сериозно дразнене на очите - в случай на контакт с очите, изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако е възможно да бъдат отстранени. Ако дразненето продължи, консултирайте се с вашия лекар.

Запалими вещества и пушенето са строго забранени.

Продуктът не трябва да се съхранява близо до източници на топлина, искри, открит огън, горещи повърхности, на добре проветриво място, с добре затворена опаковка

Отпъдъците се отстраняват в съответствие с местните / регионални / национални / международни изисквания.

Използването на ръкавици / защитно облекло и предпазни средства за очите / лицето е задължително.

Дистрибутор в България:

Дентстор България ЕООД

1379 гр. София, България, Бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е,

БЦ Сердика, сграда 5

Тел./Факс: +359 2 451 83 30

E-mail: orders@dentstore.bg

Сайт: <https://dentstore.bg/>