

**Hydra-Forte** 1L, 5L дезинфектант - концентрат за почистване и дезинфекция на повърхности, вкл. подове и стени.

**Съдържание(100g):** 3,76g N-(3-аминопропил) – M-додецилпропан-1,3-диамин (CAS: 2372-82-9), 3,39 поли (окси-1,2-етандиоло), алфа- [2- (дидецилметилоамино) етило] – омега-хидроксис-, пропаноат (сол)(CAS : 94667-33-1), 0,75 2-аминоетанол (CAS: 141-43-5).

#### **Предимства:**

Много ефективен концентрат за почистване и дезинфекция на медицинско оборудване и едновременно високо повърхностно почистване на болнични легла, подове, плотове и стени.

Може да се използва за почистване и дезинфекция на медицинско оборудване.

Широка употреба в микробиологичната област, идеален за райони с висок риск от инфекция, като например болници и клиники.

Може да се използва за дезинфекция на меки материали и изделия, произведени от ABS пластмаса, стъкло, порцелан, гума, неръждаема стомана, алуминий, никел или хром.

Препоръчва се за дезинфекция на продукти, направени от акрилно стъкло.

Може да се прилага върху повърхности, които влизат в контакт с храни.

Алдеhid и без фенол - дезинфектира повърхности, не обезцветява и не предизвиква алергични реакции.

Не се изплаква с вода.

Приятен аромат на цветя.

Активна съставка: диамин, кватернерни амониеви съединения.

#### **Микробиологична ефективност:**

Бактерицидно (включително MRSA) вж EN13272, действие в продължение на 15 минути, с нисък органичен товар: 0.5% концентрация (в лечебни условия), 1%.

Бактерициден (включително MRSA) вж EN14561 за действие 15 минути, органичено понижено натоварване: 1% концентрация.

Бактерициден (включително MRSA) вж EN13697 за действие 15 минути, органичено понижено натоварване: 1% концентрация (при стерилни условия).

Бактерицидно (включително MRSA) EN13697 вж продължение на 30 минути действие: концентрация 0.5%.

Фунгицид (С албиканс) съгласно EN 13624, действието за 15 минути, с нисък органичен товар: 0.5% концентрация.

Фунгицидни (С албиканс) съгласно EN 14562, EN13697, с действие в продължение на 15 минути, с нисък органичен товар: 1%.

Фунгицид (С албиканс) съгласно EN 14562, с действие в продължение на 30 минути: концентрация 0.5%.

Мусобактерицидал (М. Terraе, М. авиум) съгласно EN 14348, с действие в продължение на 15 минути: концентрация 4%.

Мусобактерицидал (М. Terraе, М. авиум) съгласно EN 14348, с действие в продължение на 30 минути: 1%.

Капсулирани вируси (HIV, HBV, HCV, Ебола ваксина, BVDV, грип, SARS, херпес) съгласно EN 14476, с действие в продължение на 15 минути:

Концентрация 0.5%.

Адено вирус вж EN14476 с действие 15 минути: 1%.

Полиовирус вж EN14476 с действие 15 минути: концентрация 4%.

#### **Инструкции:**

Приготвя се работен разтвор чрез разреждане на концентрата.

Степента на разреждане зависи от обхвата на прилагане и продължителността на действие.

За да се получи концентрация от 1% се разрежда в 10 мл вода 990ml.

Да не се смесва с други почистващи препарати или дезинфектанти

Продуктът е предназначен само за професионалисти (болници, клиники, кабинети).

#### **Предпазни мерки:**

Продуктът може да предизвика сънливост или световъртеж.

Предизвиква сериозно дразнене на очите - при контакт с очите, изплакнете ги внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако е приложимо, и ако могат лесно да бъдат отстранени.

Ако дразненето продължи, консултирайте се с вашия лекар.

Запалими вещества и пушенето са строго забранени.

Продуктът трябва да се съхранява от топлина, искри, открит огън, горещи повърхности.

Съхранява се на добре проветриво място.

Контейнерът трябва да се съхранява затворен.

Отпадъците се отстраняват в съответствие с местни / регионални / национални / международни изисквания.

Използването на ръкавици / защитно облекло и предпазни средства за очите / лицето е задължително.

Съдържа <5% не-йоногенно повърхностен активен компонент.

Повърхностно активните компоненти отговарят на изискванията за биоразградимост в съответствие с Регламент 648/2004.

#### **Описание:**

Дезинфектант концентрат Hydra-Forte повърхности 1L., 5L.

#### **Дистрибутор в България:**

##### **Дентстор България ЕООД**

1379 гр. София, България, Бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е,

БЦ Сердика, сграда 5

Тел./Факс: +359 2 451 83 30

E-mail: [orders@dentstore.bg](mailto:orders@dentstore.bg)

Сайт: <https://dentstore.bg/>