

EuroSept Plus XL Wipe Refill 200pk

REF 9882649 | Henry Schein

Описание: Готови за употреба кърпи на алкохолна основа с аромат на лимон за дезинфекция на хигиенно критични зони. Не оставя остатъци върху повърхности. **Активност:** Туберкулоцидни, микобактерицидни - EN 14348. Активни срещу ротавируси, аденовируси, норовируси - EN14476, обвити вируси - RKI / DVV, бактерии - EN 13727, EN 1276, EN 13697; яестицидни - EN 13624, EN 1650, EN 13697. **Време на приложение и експозиция:** бактерицидно , фунгицидно: 1 мин .; туберкулоцидно (M. terrae): 1 мин; обвити вируси (включително HBV, HIV, HCV), ротавируси: 30 сек .; норовируси (MNV): 1 min. **Състав:** 100 g разтвор съдържа 45 g етанол (CAS:64-17-5). **Инструкции за употреба:** Обтрийте добре повърхностите оставете да действат според времето на експозиция. Неподходящ за дезинфекция на инвазивни медицински изделия. **Съответства** на Регламента на ЕС за биоцидите (BPR, 528/2012). Съответства на ЕС 93/42 / ЕС за Медицински изделия. **Размери на кърпата:** 200 x 220мм. **Брой в опаковка:** 200 броя